

Physik

Chemie · Biologie

Technik



Lehr- und Didaktiksysteme
LD Didactic GmbH
Leyboldstraße 1 · 50354 Hürth

Beidohriges (binaurales) Hören jetzt sichtbar gemacht






529 0591 Kunstkopf

Zur Demonstration des binauralen Hörens und von Laufzeitunterschieden. Ausgestattet mit 2 Elektromikrofonen in den Ohren, Kabel herausgeführt.

Zusätzlich erforderlich:

zur Verwendung auf Sensor-CASSY (524 010USB):
2 x Mikrofon S (524 059)



Ausstattungsliste:

Anz.	Bezeichnung	Kat.-Nr.
1	Kunstkopf	529 0591
2	Mikrofon S	524 059
1	Sensor-CASSY	524 010USB
1	CASSY Lab	524 200
1	Breitbandlautsprecher	587 08
1	Funktionsgenerator P	522 56
1	Socket	300 11
1	Paar Experimentierkabel	501 451
	PC mit Windows 98/2000/XP/Vista	