


07/14-W07-HUND



Gebrauchsanweisung 554 804

Schublade zum Röntgengerät (554 804)

1 Beschreibung

Zur Aufbewahrung des Zubehörs zum Röntgengerät wie Röntgenröhren, Kristalle, Absorber, Filter, Zählrohr mit Halter und Targettisch, Röntgenenergiedetektor, VKA-Box und Filmhalter. Durch die gepolsterte gerätegeformte Aufbewahrung ist das Zubehör optimal, übersichtlich und jeweils an seinem Platz untergebracht.

Die abschließbare Schublade ist aus stabilem Stahl und passt sowohl unter das Röntgengerät als auch alternativ unter eine Tischplatte.

Vorsicht:

Schublade kann beim Öffnen nach vorne kippen. Deswegen nur im eingebauten Zustand befüllen, also entweder unter dem Röntgengerät stehend oder unter der Tischplatte montiert.

2 Technische Daten

Abmessungen: 67 cm x 10 cm x 35 cm

3 Lieferumfang

Schublade

3 beschriftete Sortimentkästen mit je 15 Fächern

Kunststoffstreifen als Abstandhalter für die Montage unter Tisch

Holzschrauben für die Montage unter Tisch

4 Zubehör

1	Röntgenröhre (z.B. 554 861)
2	Kollimatoren (z.B. aus 554 800 oder 554 8371)
3	Lochblende (aus 554 838)
4	Targethalter (z.B. aus 554 801)
5	Absorptionszusatz X-ray (554 834)
6	Abschwächerblende (aus 559 938)
7	Sensorhalter (z.B. aus 554 801), passt mit Zählrohr
8	Röntgenenergiedetektor (559 938)
9	VKA-Box (524 058) Pocket-CASSY (z.B. 524 018)
10	Filmhalter X-ray (554 838) HF-Kabel (z.B. 501 02)
11	beschriftete Sortimentkästen für Kleinteile: LiF-Kristall für Bragg-Reflexion (554 77) NaCl-Kristall für Bragg-Reflexion (554 78) NaCl[110]-Kristall für Bragg-Reflexion (554 792) NaCl[111]-Kristall für Bragg-Reflexion (554 793) KBr-Kristall für Bragg-Reflexion (554 791) LiF-Kristall für Laue-Aufnahmen (554 87) NaCl-Kristall für Laue-Aufnahmen (554 88) Kristallpulver-Halter (554 842) Monochromatorfilter der Röntgenröhren Cu und Mo Cu-Filter und Al-Streuer (aus 554 836) Plexiglas-Streuer (aus 554 8371) Kalibriertarget (aus 559 938) Targetsatz K-Linien-Fluoreszenz (554 844) Targetsatz L-Linien-Fluoreszenz (554 846) Targetsatz Legierungen (554 848) Foliensatz Absorber (554 832)